

## ～器具洗浄に使用される製品～

## &lt;洗浄剤&gt;

製品名	製品番号	製品情報	容量	形状
Terg-a-zyme® enzyme detergent	<a href="#">Z273287</a>	タンパク質系の汚れ（組織、血液、体液）を、ガラス、金属、ステンレス、磁器、セラミック、プラスチック、ゴムから除去する。1%に希釈して使用します。弱アルカリ性。	1.8kg	粉末
Liqui-nox® phosphate-free liquid detergent	<a href="#">Z273279</a>	無リン酸塩の液体洗剤。弱アルカリ性。機械の洗浄には使用いただけません。	947ml、3.8L	溶液
アルコノックス (Alconox® detergent)	<a href="#">Z273228</a>	一般的な実験室用粉末洗剤 その他のアルコノックス製品は <a href="#">こちら</a> からご参照ください。1%に希釈して使用します。弱アルカリ性。	50x0.50Z (0.5 オンス =14.1g)	粉末
ALCOJET®, detergent	<a href="#">Z273198</a>	機械洗浄用（泡立ちを抑えています）、低腐食性、非イオン性です。アルカリ性。1%に希釈して使用します。 砂、有機汚染物、無機残渣、化学薬品を除去。 60°Cで使用します。	1.8kg	粉末
Scienceware® Aquet® liquid detergent	<a href="#">Z273260</a>	中性製品で生物系の汚れをガラスから除去する。無リン酸塩で、非イオン性です。	約 3.8L	溶液
CITRANOX 酸性洗浄剤	<a href="#">Z273236</a>	金属や硬表面の手洗い用または超音波洗浄用。湯垢、乳石、金属酸化物、脂肪分、油分、グリ-ス、溶媒、金属複合体などの汚れを落とします。	約 3.8L	溶液
NOCHROMIX™	<a href="#">328693</a>	この製品 1 パックを約 2.5L の濃硫酸中に溶解する。（粉が溶解するまで、十分に攪拌して、クリーニング溶液を調）ガラス製品の汚れを除去します。	10 パック (1 パックは 1130g)	粉末

・洗剤としてその他の製品も一覧で[こちら](#)からご参照いただけます。

## <ブラシ>

製品名	製品番号	製品情報
Flask brush	<a href="#">Z225509</a>	全長:16 インチ(41 cm)、24/40 ジョイントに適用、Black nylon
Laboratory brushes	<a href="#">Z281360</a>	全長:30 インチ(76.2 cm)、ブラシ部分：：1.3cmx8.2cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281379</a>	全長:36 インチ(91.4 cm)、ブラシ部分：：1.9cmx8.2cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281352</a>	全長:12 インチ(30.48 cm)、ブラシ部分：：3.8cmx11.4cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281271</a>	全長:11 インチ(27.9 cm)、ブラシ部分：：6cm x 12.7cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281298</a>	全長:20 インチ(50.8 cm)、ブラシ部分：：6cm x 15.24cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281344</a>	全長:12 インチ(30.48 cm)、ブラシ部分：：3.5cm x 8.89cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281336</a>	全長:13 インチ(33 cm)、ブラシ部分：：5.7cm x 15.24cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281247</a>	全長:7 インチ(17.78 cm)、ブラシ部分：：0.47~1.27cm x 7.62cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281301</a>	全長:12 インチ(30.48 cm)、ブラシ部分：1.27 x 7.62cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281328</a>	全長:17 インチ (43.18cm)、ブラシ部分：4.7~1.9cm x 19cm、4 本入り
Laboratory brushes	<a href="#">Z281263</a>	全長:10 インチ(25.4 cm)、ブラシ部分：3.49cm x 10cm、4 本入り、Test tube
Laboratory brushes	<a href="#">Z281255</a>	全長:9 インチ(22.86 cm)、ブラシ部分：1.9cm x 8.25cm、4 本入り、Test tube
Laboratory brushes	<a href="#">Z503967</a>	全長:13 インチ(33cm)、ブラシ部分：6.35cm x 15.2cm、Beaker, brush

- ・器具洗浄に使用するブラシーベシック実験用ブラシキット（マイクロチューブ用 2 本、細管用 2 本、試験管用 2 本、フラスコ用 1 個、シリンダ-用 2 本、ビュレット用 1 本、製品番号：[Z281387](#)）などもございます。
- ・クリーナー製品一覧が[こちら](#)からご参照いただけます。

**シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部** 〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

**E-mail: [jpts@merckgroup.com](mailto:jpts@merckgroup.com) Tel: 03-6756-8245**

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は 2020 年 8 月時点の情報です。©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved. Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources.

Lit. No. TSM044-2011-K