

2025 年 2 月吉日

お客様各位

ROCare A 仕様変更のご案内

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素、メルク製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、ROCare A（カタログ番号：ZWACID012）の販売を終了し、新たに環境にやさしい代替製品を導入することとなりました。

代替製品は、使用目安が変更となります。従来の製品は 1～3 か月に 1 回の使用を目安としておりましたが、新製品は 1 か月に 1 回の使用を目安としております。

劇物に非該当となるため、従来お使いいただけなかった施設様でも使用が可能となります。

なお、本仕様変更に伴う希望販売価格に変更はございません。

今後とも、弊社超純水・純水製造装置を引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

	新製品	販売終了製品
カタログ番号	ZWACIDC12	ZWACID012
販売期間	2025 年 3 月より	販売終了
組成	クエン酸	クエン酸、 一水素二フッ化アンモニウムなど
劇物	非該当	該当
使用方法	1 か月に 1 回の洗浄目安	1 ～ 3 か月に 1 回の洗浄目安
SDS（安全データシート）	こちらをクリック または SDS 検索ページ（シグマアルドリッチサイト） にてカタログ番号で検索	—
製品名	ROCare A（変更はありません）	
入り数	12（変更はありません）	

メルク株式会社 ライフサイエンス

ラボウォーター事業部 TEL：03-4531-3939 メール：lwjpcase@merckgroup.com

フィールドサービス部 TEL：03-4531-1139 メール：1139ts@merckgroup.com

