

Steritest™ Symbio泵用户界面快速指南

Steritest™ Symbio泵用户界面快速指南




配置泵



压力监测模式


Steritest™ 中的压力水平滤罐用色条表示。



压力调节模式


注：与定时器功能和注射器支架辅件不兼容。

与压力监测模式相同，只是还增加了自动降速功能，以降低滤罐中的压力。



使用测试方法模式

注：只有以前已经用Steritest™ Symbio软件将测试方法加载到泵上之后，才能使用该模式。



注：要想下载完整的Steritest™ Symbio泵用户指南，请前往www.millipore.com/steritest-symbio。

© 2019年版权归德国达姆施塔特默克集团及/或其附属公司所有。版权所有。

Merck, Steritest, 西格玛·奥德里奇 (Sigma-Aldrich) 和密理博 (Millipore) 是德国达姆施塔特默克集团 (Merck KGaA) 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。商标的详细信息可通过公开访问的资源了解。PF16602ZH 版本 3.0 01/2019
默克的生命科学业务在美国和加拿大是由密理博西格玛经营的。

MERCK