

Milli-Q® Service Plan 価格表 (2024 年 10 月版)

対象装置 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Milli-Q® EQ 7008/16 Milli-Q® HX 7000 シリーズ / SDS500
 Milli-Q® IQ 7000 Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Milli-Q® CLX 7000 シリーズ
 Milli-Q® EQ 7000 Milli-Q® HX 7000 SD シリーズ

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Advanced™ Plan* ²	Milli-Q® Service Essential™ Plan* ²	プラスワン診断点検訪問 * ³
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® IQ 7003/05	¥279,900	¥225,900	¥159,900	¥141,900
Milli-Q® IQ 7010/15	¥305,100	¥237,900	¥165,900	¥147,900
Milli-Q® IX 7003/05	¥153,900	¥123,900	¥108,300	¥105,900
Milli-Q® IX 7010/15	¥161,100	¥141,900	¥110,700	¥99,900

*1: 診断点検キット・EDI® カバレッジが含まれます。 *2: 診断点検キットが含まれます。 *3: 診断点検キットが含まれます。 Milli-Q® Service Total™ Plan のオプションです。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Advanced™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Essential™ Plan* ¹	プラスワン診断点検訪問 * ²
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® IQ 7000	¥151,400	¥133,400	¥90,200	¥62,600
Milli-Q® EQ 7000	¥151,400	¥127,400	¥86,600	¥62,600

*1: 診断点検キット (ZFMKIQ7000 ¥7,400) が含まれます。 *2: 診断点検キットが含まれます。 Milli-Q® Service Total™ Plan のオプションです。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan	Milli-Q® Service Advanced™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Essential™ Plan* ¹	プラスワン診断点検訪問 * ²
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® EQ 7008	¥264,000	¥234,000	¥168,000	¥150,000
Milli-Q® EQ 7016	¥276,000	¥246,000	¥174,000	¥156,000

*1: 診断点検キット (ZFMKEQ70XX ¥24,000) が含まれます。 *2: 診断点検キットが含まれます。 Milli-Q® Service Total™ Plan のオプションです。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan		プラスワン診断点検訪問
	Milli-Q® Service Total™ Plan	EDI® カバレッジ	
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® HX 7040 SD	¥280,100* ¹	¥126,000	¥148,100* ¹
Milli-Q® HX 7080 SD	¥280,100* ¹	¥174,000	¥148,100* ¹
Milli-Q® HX 7120 SD	¥310,100* ¹	¥240,000	¥166,100* ¹
Milli-Q® HX 7150 SD	¥322,100* ¹	¥282,000	¥172,100* ¹
Milli-Q® HX 7040	¥232,100* ¹	¥126,000	¥142,100* ¹
Milli-Q® HX 7080	¥232,100* ¹	¥174,000	¥142,100* ¹
Milli-Q® HX 7120	¥262,100* ¹	¥240,000	¥154,100* ¹
Milli-Q® HX 7150	¥274,100* ¹	¥282,000	¥166,100* ¹
SDS 500	¥165,000* ²	—	¥114,600* ²

*1 診断点検キット (ZFMKLELR01 ¥22,100) が含まれます。 *2 診断点検キット (ZFMKSDS500 ¥33,000) が含まれます。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan		プラスワン診断点検訪問
	Milli-Q® Service Total™ Plan	EDI® カバレッジ	
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® CLX 7040	¥274,700*	¥126,000	¥148,700*
Milli-Q® CLX 7080	¥274,700*	¥174,000	¥148,700*
Milli-Q® CLX 7120	¥292,700*	¥240,000	¥160,700*
Milli-Q® CLX 7150	¥316,700*	¥282,000	¥166,700*

* 診断点検キット (ZFMANKTXL ¥22,700) が含まれます。

● Milli-Q® Service Plan 加入対象外となる装置

- 通常のメンテナンスが困難な場所に設置されている装置 (船上、管理区域など)
- カタログ記載のスペックを超える使用の場合 (弊社カタログで推奨していない装置とタンクの組み合わせ) (例: 純水製造能力が 3 L/ 時と 60 L タンクの組み合わせなど)
- 特注仕様 (特注制御盤、特注タンク等) でご使用の場合
- 弊社認定技術員以外が設置した場合

● Milli-Q® Service Total™ Plan 保証対象外となるケース

- 消耗品の交換のみの作業・消耗品の推奨交換時期を過ぎたことによる装置の性能低下・天災・過失による不具合
- 装置不具合に関連して生じたキャリブレーションやバリデーション (IQ,OQ) の再実施作業
- メンテナンス、消耗品交換実施後の水質の変動 (TOC 値の上昇等)

● MyMilli-Q™ Remote Care 開通費用 (Milli-Q® Service Total™ Plan オプション)

- 希望販売価格 ¥63,300
- 対象装置: Milli-Q® IQ/IX 7000 シリーズ

【販売店様向け】 Milli-Q® Service Plan 見積依頼フォーム
<https://www.merckmillipore.com/milliQ-svc-est>

※ お客様は、お取り引き先販売店様にご依頼ください。

