

Milli-Q® Service Plan 価格表 (2025 年 10 月版)

対象装置 Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Milli-Q® EQ 7008/16 Milli-Q® HX 7000 シリーズ / SDS500
 Milli-Q® IQ 7000 Milli-Q® IX 7003/05/10/15 Milli-Q® CLX 7000 シリーズ
 Milli-Q® EQ 7000 Milli-Q® HX 7000 SD シリーズ

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Advanced™ Plan* ²	Milli-Q® Service Essential™ Plan* ²	プラスワン診断点検訪問 * ³
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® IQ 7003/05	¥286,700	¥231,300	¥164,300	¥145,300
Milli-Q® IQ 7010/15	¥312,000	¥244,300	¥170,300	¥151,300
Milli-Q® IX 7003/05	¥160,700	¥127,300	¥110,900	¥107,300
Milli-Q® IX 7010/15	¥186,000	¥145,300	¥113,500	¥111,300

*1: 診断点検キット・EDI® カバレッジが含まれます。 *2: 診断点検キットが含まれます。 *3: 診断点検キットが含まれます。 Milli-Q® Service Total™ Plan のオプションです。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Advanced™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Essential™ Plan* ¹	プラスワン診断点検訪問 * ²
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® IQ 7000	¥157,600	¥136,600	¥92,400	¥64,200
Milli-Q® EQ 7000	¥155,600	¥130,600	¥88,800	¥64,200

*1: 診断点検キット (ZFMKIQ7000 ¥7,600) が含まれます。 *2: 診断点検キットが含まれます。 Milli-Q® Service Total™ Plan のオプションです。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan	Milli-Q® Service Advanced™ Plan* ¹	Milli-Q® Service Essential™ Plan* ¹	プラスワン診断点検訪問 * ²
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® EQ 7008	¥270,500	¥239,500	¥172,500	¥153,500
Milli-Q® EQ 7016	¥282,500	¥252,500	¥178,500	¥159,500

*1: 診断点検キット (ZFMKEQ70XX ¥24,500) が含まれます。 *2: 診断点検キットが含まれます。 Milli-Q® Service Total™ Plan のオプションです。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan		プラスワン診断点検訪問
	Milli-Q® Service Total™ Plan	EDI® カバレッジ	
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® HX 7040 SD	¥286,700* ¹	¥128,000	¥151,700* ¹
Milli-Q® HX 7080 SD	¥286,700* ¹	¥177,000	¥151,700* ¹
Milli-Q® HX 7120 SD	¥317,700* ¹	¥244,000	¥170,700* ¹
Milli-Q® HX 7150 SD	¥330,700* ¹	¥286,000	¥176,700* ¹
Milli-Q® HX 7040	¥237,700* ¹	¥128,000	¥145,700* ¹
Milli-Q® HX 7080	¥237,700* ¹	¥177,000	¥145,700* ¹
Milli-Q® HX 7120	¥268,700* ¹	¥244,000	¥157,700* ¹
Milli-Q® HX 7150	¥280,700* ¹	¥286,000	¥170,700* ¹
SDS 500	¥168,800* ²	—	¥117,300* ²

*1 診断点検キット (ZFMKLELR01 ¥22,700) が含まれます。 *2 診断点検キット (ZFMKSDS500 ¥33,800) が含まれます。

対象装置	Milli-Q® Service Total™ Plan		プラスワン診断点検訪問
	Milli-Q® Service Total™ Plan	EDI® カバレッジ	
	希望販売価格	希望販売価格	希望販売価格
Milli-Q® CLX 7040	¥281,300*	¥128,000	¥152,300*
Milli-Q® CLX 7080	¥281,300*	¥177,000	¥152,300*
Milli-Q® CLX 7120	¥300,300*	¥244,000	¥164,300*
Milli-Q® CLX 7150	¥324,300*	¥286,000	¥171,300*

* 診断点検キット (ZFMANKTXL ¥23,300) が含まれます。

● Milli-Q® Service Plan 加入対象外となる装置

- 通常のメンテナンスが困難な場所に設置されている装置 (船上、管理区域など)
- カタログ記載のスペックを超える使用の場合 (弊社カタログで推奨していない装置とタンクの組み合わせ) (例: 純水製造能力が 3 L/ 時と 60 L タンクの組み合わせなど)
- 特注仕様 (特注制御盤、特注タンク等) でご使用の場合
- 弊社認定技術員以外が設置した場合

● Milli-Q® Service Total™ Plan 保証対象外となるケース

- 消耗品の交換のみの作業・消耗品の推奨交換時期を過ぎたことによる装置の性能低下・天災・過失による不具合
- キャリブレーションやバリデーション作業
- メンテナンス、消耗品交換実施後の水質の変動 (TOC 値の一時的な上昇等)

● MyMilli-Q™ Remote Care 開通費用 (Milli-Q® Service Total™ Plan オプション)

- 希望販売価格 ¥64,200
- 対象装置: Milli-Q® IQ/IX 7000 シリーズ

【販売店様向け】 Milli-Q® Service Plan 見積依頼フォーム
<https://www.merckmillipore.com/milliQ-svc-est>

※ お客様は、お取り引き先販売店様にご依頼ください。

